

BOTELLA LAVA OJOS

IDENTIFICACIÓN Y USO

Aspecto	Detalle
Nombre del Producto	Botella Lavaojos Portátil / Unidad Lavaojos Personal de Emergencia.
Función Principal	Solución de primeros auxilios para la irrigación ocular inmediata.
Uso	Exposición a polvo, partículas, o salpicaduras de sustancias químicas o irritantes.
Aplicación	Áreas sin acceso rápido a estaciones de lavaojos fijos, o como medida de contención inicial.

ESPECIFICACIONES Y CONTENIDO

Característica	Detalle
Material del Frasco	Plástico resistente (Polietileno).
Capacidades	250 ML.
Dosificador	Boquilla o dosificador ocular que dirige el flujo para una aplicación directa y controlada.
Tiempo de Irrigación	Aproximadamente 3 minutos por botella de 250 ML.
Protección	La botella viene sellada.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Almacenamiento	Guardar en un lugar de fácil acceso, limpio y seguro (botiquín o estación mural).
Temperatura	Almacenar a una temperatura controlada, generalmente entre 5 °C y 25 °C. Evitar calor extremo o congelación.
Caducidad	Revisar la fecha de expiración del sello. El frasco debe ser reemplazado si la fecha de caducidad ha pasado.



IMPORTADO POR:
TARWEX IMPORT SAC RUC
20536190610
Lima, Perú.